



Pr Onguent ophtalmique
D'ERYTHROMYCINE USP
5 mg/g
STÉRILE



INGRÉDIENT MÉDICINAL

Érythromycine USP - 5 mg/g

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX

Huile minérale lourde et gelée de pétrole.

MODE D'ACTION

L'érythromycine est un antibiotique de la classe des macrolides. Il possède une activité antibactérienne à l'égard de plusieurs bactéries gram positif (streptocoques, staphylocoques sensibles à la méticilline), grams négatifs et autres germes (Chlamydia trachoma). L'érythromycine inhibe la synthèse protéique en se liant à l'unité ribosomique 50 S, ce qui inhibe la synthèse des protéines. Efficace contre des bactéries rencontrées fréquemment lors de l'infection superficielle des yeux ainsi que certains types d'infection rencontrés chez les nouveaux-nés tels que les conjonctivites.

INDICATIONS

Utiliser l'onguent d'érythromycine seulement pour le traitement des infections oculaires touchant la conjonctive et/ou la cornée, sensible à l'activité antibactérienne de l'ingrédient médicamenteux. Laver les mains avant et après l'utilisation.

MISES EN GARDE

Si les symptômes de l'infection persistent 2 à 3 jours suivant le début du traitement, contacter votre médecin.

Contactez votre pédiatre pour l'utilisation chez les enfants. Des indications particulières peuvent être nécessaires.

L'utilisation de l'érythromycine peut induire une prolifération d'organismes non sensibles, notamment les champignons. Si une surinfection survient, on doit arrêter son utilisation et entamer le traitement qui convient.

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires dus à l'utilisation de l'érythromycine sont rares, mais l'apparition d'une vision trouble, une sensation de brûlure ou de l'inflammation, des démangeaisons de l'œil et de la paupière, une rougeur et de la douleur sont des effets possibles. Dans ce cas, suspendre immédiatement le traitement.

Si un patient présente des signes d'hypersensibilité, administrez les contre-mesures appropriées comme l'épinéphrine, les corticostéroïdes et les antihistaminiques, et arrêtez l'antibiotique.

POSOLOGIE

Abaisser la paupière inférieure avec l'index pour former une poche. Faire attention de ne pas toucher la paupière ou toute autre surface avec l'applicateur du tube pour éviter la contamination de l'onguent. Appliquer une fine couche d'onguent à l'intérieur de la paupière en écrasant l'extrémité du tube d'onguent. Fermer délicatement l'œil pour disperser l'onguent. Votre vision peut devenir trouble durant quelques minutes.

Appliquer une ou plusieurs fois par jour, selon la gravité de l'infection.

CONTRE-INDICATIONS

Les patients qui présentent une hypersensibilité à l'érythromycine ou à d'autres composants de la formulation (huile minérale lourde, gelée de pétrole).

GARDER À TEMPÉRATURE AMBIANTE (15-30 °C)

NE PAS UTILISER APRÈS LA DATE D'EXPIRATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARDER BIEN FERMÉ